

Recommandations de collecte : mini-biberons Gallia

Important : les biberons en verre ayant un poids unitaire bien au-dessus de celui des biberons en plastique, nous vous recommandons une stratégie de collecte différente selon les déchets que vous collectez.

Si vous collectez :

MINI-BIBERONS EN PLASTIQUE

- Veuillez remplir la boîte au maximum de sa capacité volumétrique avant de la renvoyer, afin de maximiser l'efficacité environnementale de votre collecte.

MINI-BIBERONS EN VERRE

- Nous recommandons de remplir la boîte autant que possible, sans qu'elle ne devienne trop lourde à manutentionner pour le personnel du service ou le coursier.
- Comme minimum, chaque boîte devrait être remplie jusqu'à la moitié de sa capacité volumétrique.
- À partir de ce seuil, nous vous laissons juger s'il est pratique de mettre plus de biberons.
- Veuillez noter que la boîte de collecte est suffisamment robuste pour être remplie de biberons en verre jusqu'à sa capacité volumétrique maximale.

UN MÉLANGE DE PLASTIQUE ET DE VERRE

- Merci de bien tenir compte des recommandations de collecte applicables aux biberons en verre.

Dans tous les cas, ne jamais remplir une boîte à un niveau au-delà duquel vous ne pouvez plus la manutentionner.

Pour toute question concernant la collecte de biberons en plastique et en verre, contactez serviceclient@terracycle.fr.

Mini-biberons en plastique



Mini-biberons en verre

Déposez tous les déchets acceptés* dans la même boîte de collecte !

*Dès avril 2026, le programme de recyclage du Laboratoire Gallia s'appuie sur une boîte de collecte conçue pour permettre la collecte de biberons en verre et en plastique, ensemble, dans un seul bac. La boîte accepte :

- Bouteilles en plastique / en verre
- Bouchons en plastique
- Couvercles en métal
- Tétines et bagues en plastique

